

大好評!

小型超純水製造装置

Milli-Q® SQ 2 シリーズ 導入なら今! キャンペーン

希望販売価格が
最大約 **51%
off**

キャンペーン期間 **2026年10月1日(木) ~
2027年3月31日(水) ご注文分まで**

Milli-Q® SQ 240

Milli-Q® SQ 240C

Milli-Q® SQ 200

希望
販売価格が
約**51%
OFF**



キャンペーン希望販売価格

希望販売価格 ~~981,900円~~

478,000円※

希望
販売価格が
約**48%
OFF**



キャンペーン希望販売価格

希望販売価格 ~~955,200円~~

498,000円※

Milli-Q® SQ 240、SQ 240L、
SQ 240C を既にお持ちの方
で、超純水モジュールを
追加したい方

希望
販売価格が
約**46%
OFF**



キャンペーン希望販売価格

希望販売価格 ~~459,200円~~

248,000円※

さまざまな研究室のニーズに対応

- **高い拡張性** … 純水を作る場所と、超純水を作る・使う場所を離して設置可能
超純水モジュールは増設可能
- **設置費不要** … 設置から消耗品交換まで DIY ※※ でコスト削減
- **簡単メンテナンス**

新しいコンセプト!

※ オプション品は含みません。

※※ 工具が必要です。シールテープが必要になる場合があります。



新コンセプトの Milli-Q® SQ 2 シリーズ

Milli-Q® SQ 2 シリーズは、タンクを持ち運んで使用する新しいコンセプトの小型超純水製造装置。

純水 (RO 水) を作る「RO 水製造ステーション」と「超純水モジュール」の 2 つからなります。

RO 水製造ステーションにて満水になったタンクを超純水モジュールに移動し、超純水モジュールのタンクが空になったら RO 水製造ステーションに再度移動して、繰り返して使用します。RO 水の製造スピードは速く (最大 42 L/時 @25°C)、3.5 L タンクが最短 6 分で満水になります。

希望販売価格
208,900 円
↓
キャンペーン
希望販売価格
138,000 円

希望
販売価格が
約 **34% OFF**

1. すばやく補充

3.5 L タンクに逆浸透 (RO) 水を最短 6 分で補充

2. 簡単に持ち運び

使用場所までタンクを移動

オプション

水道水

プレフィルタ
ーモジュール
(RO 水製造流量コン
ロールポンプ付)※

RO 水製造
ステーション

超純水モジュール

18.2 MΩ・cm

4. 繰り返し


必要に応じて繰り返し

3. 採水

精製直後の 18.2 MΩ・cm の
超純水をどの研究室でも採水

※ プレフィルタモジュールは、
水道水の水压が低い場合や残留塩素濃度が
高い場合 (0.5 ppm 以上) に必要です


キャンペーン対象機種

供給水	水道水		RO 水
	セパレートタイプ	一体型タイプ	超純水モジュール
製品タイプ / 製品名	Milli-Q® SQ 240 	Milli-Q® SQ 240C 	Milli-Q® SQ 200 
特長と対象	RO 水製造ステーションと超純水モジュールを物理的に離して使用することができ、超純水モジュールは水道から離れた研究室の実験台にも設置可能です。また、超純水モジュールを追加することで拡張できる仕様です。 複数のユースポイントで超純水を使用したいラボや、自分の実験室に超純水モジュールを設置したい方に最適です。	RO 水製造ステーションと超純水モジュールが一体になった仕様です。 最小のスペースで設置したい方に最適です。	超純水モジュールを追加することで、複数のユースポイントで超純水を使用できます。既に RO 水製造ステーションを持たれている方で、超純水モジュールを追加したい方に最適です。

・本キャンペーン期間中の購入価格は、お取り扱い販売店とお客様間の売買契約に準じます。実価格はお取り扱い販売店へお問い合わせください。
 ・キャンペーン期間中に希望販売価格 (税別) が予告なく変更される場合があります。その際には、変更後の希望販売価格 (税別) へ割引率が適用されます。

Milli-Q® SQ 2 シリーズの詳細はこちらから

<https://bit.ly/jpmilliqsq>



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
**カタログ
ファインダー**



メルク ライフサイエンス-
メールニュース
www.merckmillipore.com/wm

掲載価格は、2026年10月時点の希望販売価格 (税別) です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2026年9月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Milli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

アドバンスドソリューションズ ラボウォーター事業部

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 26階

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/LW

装置ご検討など営業的なお問い合わせ: lwjpcase@merckgroup.com Tel: 03-4531-3939

修理メンテナンス関連のお問い合わせ: 1139ts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1139

LWM349-2609-2K-H

タカヤマケミカル株式会社

(信州C I C・SCC研究所) <https://www.tc-c.co.jp>

□ 本 社 〒399-8744 長野県松本市大字笹賀5652番地106
TEL: 0263-26-1500 FAX: 0263-26-3531

□ 富士見営業所 〒391-0012 長野県茅野市金沢横道下5468
TEL: 0266-79-4398 FAX: 0266-79-4369

□ 山 梨 営 業 所 〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地1丁目6番3号
TEL: 055-273-9600 FAX: 055-273-9800